


血清移液管



移液操作更可控



| 可信赖
| 易移液
| 更灵活

GILSON®





可信赖

Gilson血清移液管以USP VI级*聚苯乙烯为原材料,无污染,更有助于您的实验。产品经过伽马射线灭菌,无热原,经认证,无RNA酶/DNA酶。聚酯纤维管塞保护性更好,防止过量吸液和液体及气溶胶污染。


*USP VI级是塑料制品在医疗领域及生物制药方面最为严格的测试标准。

易移液

血清移液管移取液体精确可控,管身自带颜色标识环,更易识别。黑色标注的双向刻度便于在吸液和排液时读数,也有负数刻度,用于超额容量读数。

更灵活

能满足1至50ml的吸液需求,可搭配Gilson电动助吸器MACROMAN®使用,也可以配合其他助吸器使用。它们可以精准方便的移取不同类型的液体,应用于不同实验目的。独立包装的无菌血清移液管,可以降低污染风险,适合于多种应用。



产品信息

血清移液管	
精确度	±3% (1 和 2 mL) ±2% (5, 10, 25 和 50 mL)
ISO标准	ISO 12771
资质认证	无热原
	无RNA酶/DNA酶
	无BSE/TSE
材质	移液管: USP VI级聚苯乙烯
	管塞: 聚酯纤维
包装	25或20支无菌血清移液管一包
	独立无菌包装
可丢弃	是

订货信息

描述	包装数量/支	货号	规格	色环
血清移液管-无菌大包装				
每包25支无菌血清移液管, 共40包	1000	F110121	1 mL	●
	1000	F110123	2 mL	●
每包25支无菌血清移液管, 共20包	500	F110125	5 mL	●
	500	F110127	10 mL	●
每包10支无菌血清移液管, 共20包	200	F110129	25 mL	●
血清移液管-无菌单独包装				
每包100支无菌单独包装的血清移液管, 共10包	1000	F110122	1 mL	●
	1000	F110124	2 mL	●
每包50支无菌单独包装的血清移液管, 共4包	200	F110126	5 mL	●
	200	F110128	10 mL	●
每包25支无菌单独包装的血清移液管, 共4包	200	F110130	25 mL	●
	100	F110131	50 mL	●

Gilson 上海

上海浦东大道720号国际航运金融大厦18层A座
Tel: 021-5036 6036 | Fax: 021-5859 8869 | 官方邮箱: china@gilson.com
服务邮箱: service@gilsoncn.com | 官方网站: www.gilsoncn.com

Gilson 香港

Room 2001-02, 20th floor, Remington Centre 23 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 2110 5726 | Fax: +852 2111 4065 | 官方邮箱: infohk@gilson.com

ISO 9001
CERTIFIED



官方网站

关注有礼

1904MLH001

©2019 Gilson | 彩页印刷于2019年4月, 产品信息可能会发生改变, 不提前通知, 所有内容禁止未经授权复制, 转印并用于商业。